



Product Specification Sheet

VWR DISPENSER TIPS, CLASSIC

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	Capacity (ml)	Sterile	Packed	Pk
613-1000	0,05	-	Bulk	100
613-1001	0,50	-	Bulk	100
613-1002	1,25	-	Bulk	100
613-1003	2,50	-	Bulk	100
613-1004	5,00	-	Bulk	100
613-1005	12,50	-	Bulk	100
613-1006	25,00	-	Bulk	25
613-1007	50,00	-	Bulk	25
613-1008	0,05	+	Individual blister	100
613-1009	0,50	+	Individual blister	100
613-1010	1,25	+	Individual blister	100
613-1011	2,50	+	Individual blister	100
613-1012	5,00	+	Individual blister	100
613-1013	12,50	+	Individual blister	100
613-1014	25,00	+	Individual blister	25
613-1015	50,00	+	Individual blister	25

Material: 100% virgin polypropylen for the piston
High Performance PolyEthylene for the syringe tube

Compliant: The material is in compliance with the most regulations regarding food contact applications (EU, FDA) and its latex free.



Product Specification Sheet

VWR DISPENSER TIPS, CLASSIC

Other characteristics:

- Sterile tips guaranteed free of DNA, DNase, RNase, ATP and pyrogens
- Eight different tip sizes from 0,05 to 50 ml

Disclaimer: VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there's any doubt ask us.