



Product Specification Sheet

VWR REAGENT RESERVIORS

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

Cat. No.	Description	Capacity ml	Sterile	Packed	Pk
613-1174	Polystyrene	25	+	5/bag, 40 bags/case	200
613-1175	Polystyrene	25	+	1/bag, 100/case	100
613-1176	Polystyrene	25	-	50/bag, 16 bags/case	50
613-1177	Polystyrene, 3 divisions	25	-	100/case	100
613-1178	Polystyrene, 3 divisions	25	+	5/bag, 40 bags/case	200
613-1179	Polystyrene, 3 divisions	25	+	1/bag, 100/case	100
613-1180	White Polystyrene	50	-	50/bag, 8 bags/case	50
613-1181	Natural Polystyrene	50	+	5/bag, 40 bags/case	200
613-1182	Natural Polystyrene	50	+	1/bag, 100/case	100
613-1183	White Polystyrene	50	+	5/bag, 40 bags/case	200
613-1184	White Polystyrene	50	+	1/bag, 100/case	100
613-1185	PVC	50	-	50/bag, 100/case	100
613-1186	PVC	50	+	1/bag, 100/case	100
613-1187	PVC	50	+	5/bag, 40 bags/case	200
613-1171	Polystyrene	100	+	5/bag, 40 bags/case	200
613-1172	Polystyrene	100	+	1/bag, 100/case	100
613-1173	Polystyrene	100	-	50/bag, 8 bags/case	50
613-0100	Polystyrene, 12 separate reagent channels	12x5	+	Bulk	50



Product Specification Sheet

VWR REAGENT RESERVIORS

Intended Use :

- Designed for use in multichannel pipetting applications, these disposable reservoirs ideal for use with 8 and 12 channel pipettes.
- They feature a trough design, graduation marks on interior walls, and pour-off spouts on each corner.

Other Characteristics:

- All reservoirs are lot-certified, non-pyrogenic, and DNase- and RNase-free.
- The 25 ml reservoirs are also available in a unique divided format that features three distinct mini reservoir chambers, each with a 5 ml capacity.
- The 50 ml reservoirs are available in clear FDA grade PVC or virgin modified polystyrene.
- All other sizes are manufactured from virgin modified polystyrene.
- Available non-sterile or electron beam sterilized.

Disclaimer: VWR wants to state that these specifications can only be regarded as general information and will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use - If there is any doubt, ask us.