


Spezifikation

Artikel-Nr. / article no. : 8-1001-40
Beschreibung / description: Schraubverschluss / closure



Farbe / color : Schwarz /black
Material / material: PP
Gewinde / thread: GL 40
Maße: H / D
Dimensions: 14,5 mm / 43,9 mm
height/ diameter
Öffnungsdurchmesser /
diameter: ---
Gewicht / weight: 6 g
Dichtsystem / sealing system: LDPE Einlage / LDPE sealing disk
Verpackung / packaging: 1800 Stück / pieces pro Karton / carton