Spécifications du produit

Produit	23540.295
Description du produit	1,4-Dioxanne
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR analytical reagent
Numéro CAS	123-91-1
Formule moléculaire	$C_4H_8O_2$
Masse moléculaire	88.11

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.5 %
Acidité ou alcalinité	≤ 0.001 meq/g
Point d'ébullition	100 - 102 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	1.030 - 1.035
Point de solidification	≥ 11.0 °C
Acétaldéhyde	≤ 40 ppm
Acétone	≤ 5 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Formaldéhyde	≤ 5 ppm
Peroxydes	≤ 100 ppm
Eau	≤ 0.1 %
Fe (Fer)	≤ 1 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.