Spécifications du produit

Produit	103386D
Description du produit	Chlorobenzène
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	108-90-7
Formule moléculaire	C_6H_5Cl
Masse moléculaire	112.56

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Spectre IR	Conforme
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	1.100 - 1.110
Résidu à l'évaporation	≤ 0.05 %
Eau	≤ 0.05 %
Al (Aluminium)	≤ 2.0 ppm
Ba (Baryum)	≤ 1.0 ppm
Ca (Calcium)	≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.2 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.2 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.2 ppm
Fe (Fer)	≤ 2.0 ppm
K (Potassium)	≤ 1.0 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.5 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.2 ppm
Na (Sodium)	≤ 5.0 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.2 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.5 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.2 ppm
Zn (Zinc)	≤ 1.0 ppm

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France