Spécifications du produit

Produit	23367.467
Description du produit	Dichlorométhane
Grade / qualité	GPR RECTAPUR Stabilized with about 0,002 % of 2-methyl-2-butene
Numéro CAS	75-09-2
Formule moléculaire	CH_2Cl_2
Masse moléculaire	84.93

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Stabilisateur (Isoamylène)	Confirmé
Spectre IR	Conforme
Point d'ébullition	39.0 - 40.5 °C
Acidité	≤ 0.0004 meq/g
Densité (20/4)	1.322 - 1.327
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Chlore libre	≤ 0.3 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 2 ppm
Eau	≤ 0.02 %
Cl (Chlorure)	≤ 3 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.