Spécifications du produit

Produit	103426R
Description du produit	Ether monoéthylique de l´éthylèneglycol
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	110-80-5
Formule moléculaire	$C_2H_5OCH_2CH_2OH$
Masse moléculaire	90.12

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.0030 meq/g
Coloration	≤ 20 APHA
Densité (20/4)	0.929 - 0.930
Résidu à l'évaporation	≤ 100 ppm
Peroxydes (en H_2O_2)	≤ 0.02 %
Eau	≤ 0.1 %
Al (Aluminium)	≤ 10 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.02 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm
K (Potassium)	≤ 1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Na (Sodium)	≤ 2 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.05 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.5 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc)	≤ 50 ppm

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France