Spécifications du produit

Produit	10047028
Description du produit	Safran alcoolique Q path® Intended for use in HES staining
Grade / qualité	Q path® Intended for use in HES staining

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide
Couleur de la solution	Orange
Densité (20/4)	0.800 - 0.810
pH (20°C)	7.2 - 7.6
Absorbance (0,5 %)	440 - 443 nm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International - Site: Belgium, Gavere

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.