Spécifications du produit

Produit	BDH24575.100E
Description du produit	n-Hexane
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM for HPLC
Numéro CAS	110-54-3
Formule moléculaire	$H_3C(CH_2)_4CH_3$
Masse moléculaire	86.18

Analyses	Spécifications
Titre (GC)	≥ 97 %
Acidité	≤ 0.0003 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Eau	≤ 50 ppm
Absorbance (210 nm)	≤ 0.3
Absorbance (220 nm)	≤ 0.1
Absorbance (245 nm)	≤ 0.01
Transmittance (210 nm)	≥ 50 %
Transmittance (220 nm)	≥ 80 %
Transmittance (245 nm)	≥ 98 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.