Spécifications du produit

Produit	23366.555
Description du produit	Dichlorométhane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS Stabilized with about 0,002 % of 2-methyl-2-butene
Numéro CAS	75-09-2
Formule moléculaire	CH_2Cl_2
Masse moléculaire	84.93

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.5 %
Stabilisateur (Isoamylène)	Confirmé
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.0003 meq/g
Point d'ébullition	39.0 - 40.5 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	1.322 - 1.327
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 60 APHA
Carbone tétrachlorure	≤ 100 ppm
Chloroforme	≤ 100 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Halogènes libres	≤ 0.3 ppm
Méthyl-2 butène-2	10 - 55 ppm
Eau	≤ 0.02 %
Al (Aluminium)	≤ 0.5 ppm
B (Bore)	≤ 0.02 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France