Spécifications du produit

Produit	23811.326
Description du produit	Ether diéthylique
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS/Reag. Ph.Eur
Numéro CAS	60-29-7
Formule moléculaire	$(CH_3CH_2)_2O$
Masse moléculaire	74.12

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.7 %
Titre (Ionol/BHT)	4 - 10 ppm
Acétone et aldéhydes	Conforme Ph.Eur.
Insolubilité dans l'eau	Conforme
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.0001 meq/g
Point d'ébullition	34 - 35 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité relative	0.714 - 0.715
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 10 APHA
Acétone	≤ 10 ppm
Ethanol	≤ 0.05 %
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Méthanol	≤ 0.02 %
Peroxydes (en H_2O_2)	≤ 0.15 ppm
Eau	≤ 0.03 %
Al (Aluminium)	≤ 0.5 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 0.05 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.1 ppm

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium