PRESTATIONS UNIQUEMENT VALABLES POUR LA FRANCE

VWR CATALYST
We Enable Science Through Services

CONTRAT DE MAINTENANCE PIPETTES



VOUS DÉSIREZ UNE PRESTATION POUR VOS MICROPIPETTES ?
CONNAISSEZ-VOUS L'EXPERTISE VWRCATALYST ?

Quelles sont nos différentes prestations ?

Vérification en l'état

- Test d'étanchéité de la pipette
- Contrôle des volumes délivrés (nombre de volumes et pesées au choix)
- Ajustage de la pipette si besoin

Prestation BPL

Cette prestation est entièrement en accord avec les exigences des BPL :

- Étalonnage initial (vérification en l'état)
- Maintenance préventive
- Étalonnage final (ajustage de la pipette si nécessaire)

Vous recevrez deux certificats d'étalonnage : un avant et un après.

Maintenance préventive

- VWR entreprend une inspection complète de la pipette (démontage total de la pipette et graissage du piston)
- Cette maintenance est indispensable pour garantir un fonctionnement optimal de votre micropipette!

Maintenance corrective / réparation

- Certains composants techniques de la pipette peuvent présenter des défaillances :
  - Par exemple un joint torique ou encore l'embout du porte cône peuvent être endommagés, usés ou bien altérés.
  - Les pièces sont échangées selon votre accord.
  - Les pièces sont d'origines constructeur.

DEVIS GRATUIT

Un constat de vérification vous est remis, conforme à la norme ISO 8655.

Ces prestations peuvent être délivrées avec un certificat d'étalonnage accrédité reconnu par la norme ISO 17025.

Quels instruments sont concernés?

Tout instrument de manipulation de liquides (pipettes monocanales et multicanaux, distributeurs répétitifs et sur flacon et pipeteurs), y compris la verrerie. Ces prestations sont pour tout type de marques.

En cas de quantité importante de pipettes, il est possible d'effectuer ces prestations sur site !

ISO 8655 COMPLIANT

MGMT. SYS. RvA C 248

cofrac



PRESTATIONS UNIQUEMENT VALABLES POUR LA FRANCE

DEMANDE DE DEVIS
PIPETTES

ADOPTER CES PRESTATIONS, C'EST PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS MICROPIPETTES !

VWR CATALYST
We Enable Science Through Services

Calibrage pipette :

Produits :	Quantité :	Type de service :
☑ Monocanal fixe	2	Maintenance préventive (2 volume / 4 pesées)
☐ Monocanal variable		Sélectionner le type de service
☑ Stepper / dispenser	1	Maintenance préventive (2 volume / 10 pesées)
☐ Pipette 4 canaux		Sélectionner le type de service
☐ Pipette 8 canaux		Sélectionner le type de service
☐ Pipette 12 canaux		Sélectionner le type de service
☐ Pipette 16 canaux		Sélectionner le type de service
☐ Distributeur sur flacon		Sélectionner le type de service
☐ Pipeteur		Sélectionner le type de service
☐ Pipette en verre		Sélectionner le type de service

Nombre de calibrages par an : 2

Accréditation :

- ○ Oui
- ◉ Non

Notes / commentaires :



Adresse:

Compte client: | Prénom*:

Société*: | Laboratoire:

Civilité: Selectioner | Rue: | Nom*:

Code Postal: | Ville:

Email*: | Fax:

Téléphone:

*champs obligatoires

Vous pouvez également faire votre demande via notre site internet **vwr.com/vwrcatalyst** onglet "Services techniques" puis "Pipette Calibration"

01/2017SM-JS

VWR INTERNATIONAL S.A.S | Le Périgares, Bât. B - 201 rue Carnot - 94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tél : 0 825 04 50 50 (0,18€ TTC/min) | Fax : 01 45 14 33 33 | sav.fr@vwr.com | **https://fr.vwr.com**

©2017 VWR