Spécifications du produit

Produit	102923C
Description du produit	Eau
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ISO 3696:1995, grade 3
Numéro CAS	7732-18-5
Formule moléculaire	H_2O
Masse moléculaire	18.02

Analyses	Spécifications
Substances réduisant $KMnO_4$	Conforme
Conductivité (à conditionnement)	≤ 1 µS/cm
pH (25°C)	5.0 - 7.5
Résidu à l'évaporation	≤ 1 ppm
Résidu de calcination	≤ 1 ppm
Silicium dioxyde	≤ 0.1 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 0.05 ppm
F (Fluorure)	≤ 0.05 ppm
NH_4 (Ammonium)	≤ 0.2 ppm
NO_3 (Nitrate)	≤ 0.01 ppm
PO_4 (Phosphate)	≤ 0.01 ppm
SO_4 (Sulfate)	≤ 0.1 ppm
Ag (Argent)	≤ 0.0004 ppm
Al (Aluminium)	≤ 0.002 ppm
As (Arsenic)	≤ 0.002 ppm
Au (Or)	≤ 0.001 ppm
B (Bore)	≤ 0.05 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.001 ppm
Be (Béryllium)	≤ 0.002 ppm
Bi (Bismuth)	≤ 0.001 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.05 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.001 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.001 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.0004 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.0004 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.001 ppm
Ga (Gallium)	≤ 0.004 ppm
Ge (Germanium)	≤ 0.001 ppm

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
In (Indium)	≤ 0.001 ppm
K (Potassium)	≤ 0.05 ppm
Li (Lithium)	≤ 0.002 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.005 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.0004 ppm
Mo (Molybdène)	≤ 0.002 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.0004 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.001 ppm
Pd (Palladium)	≤ 0.008 ppm
Pt (Platine)	≤ 0.001 ppm
Sb (Antimoine)	≤ 0.001 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.001 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.0004 ppm
Ti (Titane)	≤ 0.001 ppm
Tl (Thallium)	≤ 0.00005 ppm
V (Vanadium)	≤ 0.001 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.004 ppm
Zr (Zirconium)	≤ 0.001 ppm
COT (au conditionnement)	≤ 400 ppb
ISO Standard 3696:1995 Eau Classe 3	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France