Spécifications du produit

Produit	22105.295
Description du produit	tert-Butyle méthyle oxyde
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM for HPLC
Numéro CAS	1634-04-4
Formule moléculaire	$(CH_3)_3COCH_3$
Masse moléculaire	88.15

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.5 %
Acidité	≤ 0.001 meq/g
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Peroxydes	≤ 5 ppm
Eau	≤ 0.05 %
Transmittance (254 nm)	≥ 60 %
Transmittance (280 nm)	≥ 80 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.