Spécifications du produit

Produit	20856.296
Description du produit	Méthanol
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0050 % of water
Numéro CAS	67-56-1
Formule moléculaire	CH4O
Masse moléculaire	32,04

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Indice de couleur	Max. 10 APHA
Titre (calculé sur anhydre)	Min. 99,8 %
Acidité (en HCOOH)	Max. 0,0010 %
Alcalinité (en NH3)	Max. 0,00010 %
Acétone + aldéhydes (en CH3COCH3)	Max. 0,0010 %
Formaldéhyde	Max. 0,0001 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0,0010 %
Substances réductrices	Max. 0,0002 %
Eau (K.F.)	Max. 0,0050 %
Substances décolorées par H2SO4	Max. 20 APHA
Ethanol	Max. 0,100 %
Cl (Chlorure)	Max. 0,5 ppm
Al (Aluminium)	Max. 0,5 ppm
B (Bore)	Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0,5 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0,01 ppm
Fe (Fer)	Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0,01 ppm
Sn (Etain)	Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0,1 ppm

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Sewing
Quality Control - VWR International