Spécifications du produit

Produit	24385.295
Description du produit	Glycérol 86%
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	56-81-5
Formule moléculaire	C3H8O3
Masse moléculaire	92.09

Analyses	Spécifications
Titre	83.5 - 88.0 %
Acidité	≤ 0.0004 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0003 meq/g
Densité (20/4)	1.220 - 1.230
Esters d'acides gras (en $C_{15}H_{26}O_6$)	≤ 0.05 %
Glycéraldéhyde	≤ 30 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 1 ppm
Résidu de calcination (SO_4)	≤ 50 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 1 ppm
NH_4 (Ammonium)	≤ 5 ppm
SO_4 (Sulfate)	≤ 5 ppm
Fe (Fer)	≤ 1 ppm
Eau	13 - 16 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.