Spécifications du produit

Produit	23881.293
Description du produit	Ethyle acétate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0100 % of water
Numéro CAS	141-78-6
Formule moléculaire	C4H8O2
Masse moléculaire	88.11

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Acidité	Max. 0.0050 %
Indice de couleur	Max. 10 APHA
Titre	Min. 99.8 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0.0010 %
Eau (K.F.)	Max. 0.0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique	Max. 60 APHA
Ethanol	Max. 0.1 %
Méthanol	Max. 0.1 %
Méthyle acétate	Max. 0.1 %
Al (Aluminium)	Max. 0.5 ppm
B (Bore)	Max. 0.02 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0.02 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0.02 ppm
Fe (Fer)	Max. 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0.02 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0.1 ppm
Sn (Etain)	Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0.1 ppm

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International