Spécifications du produit

Produit	26098CF
Description du produit	Fluorescéine sel de sodium
Grade / qualité	TECHNICAL dye water and alcohol soluble
Numéro CAS	518-47-8

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 80.0 %
Spectre IR	Conforme
Spectre UV	Conforme
Perte à la dessicc. (110°C)(fabrication)	≤ 10 %
Maximum d'absorption (tampon pH 8,0)	490 - 492 nm
Absorptivité spec(λm;0,005g/l;pH8,0;sec)	≥ 1200

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.