WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

L'étiquette transparente pour échantillons cryogéniques permet un contrôle visuel des échantillons

Garantissez l'identification des échantillons tout au long des cycles de congélation répétés





Garantissez l'identification des flacons et tubes cryogéniques ainsi que des boîtes de rangement tout au long des cycles de congélation répétés pour une traçabilité optimale des échantillons de laboratoire grâce à l'étiquette transparente B-7600 pour échantillons cryogéniques. L'étiquette permet un contrôle visuel du contenu des échantillons et résiste à des températures comprises entre -191 et 121 °C.

- Visibilité du contenu des échantillons : entièrement transparente pour permettre un contrôle visuel du contenu des échantillons.
- Identification garantie des échantillons : résiste aux cycles de congélation cryogénique répétés et ne se fissure pas, ni ne se décolle ou se détériore dans l'azote liquide, les congélateurs, les autoclaves ou les bains d'eau bouillante.
- Impression en laboratoire : peut être imprimée avec les imprimantes BBP12, BradyPrinter i3300, i5100, i7100, BMP61, BMP71 et M611 à l'aide du ruban R6000HF et est compatible avec les applications de conception d'étiquettes de Brady Workstation.

Code article	Référence	Description
302981	THT-302-7600-3	Etiquettes à transfert thermique
302982	THT-302-7600-1.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302983	THT-303-7600-1.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302984	THT-310-7600-2.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302985	THT-307-7600-1.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302986	THT-308-7600-1.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302987	THT-309-7600-1.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302988	THT-305-7600-2.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302989	THT-301-7600-2.5SC	Etiquettes à transfert thermique
302990	THT-301-7600-3	Etiquettes à transfert thermique
302991	THT-310-7600-10	Etiquettes à transfert thermique
302992	THT-305-7600-3	Etiquettes à transfert thermique
302993	THT-303-7600-3	Etiquettes à transfert thermique
302994	THT-304-7600-3	Etiquettes à transfert thermique
302995	THT-306-7600-3	Etiquettes à transfert thermique

*Garantissez l'identification des échantillons tout au long des cycles de congélation répétés





Essayez l'étiquette dans votre environnement cryogénique

© 2019 Brady Worldwide, Inc. Tous droits réservés.