Spécifications du produit

Produit	27197.295
Description du produit	Pyridine
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0100 % of water
Numéro CAS	110-86-1
Formule moléculaire	C5H5N
Masse moléculaire	79,10

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Titre (calculé sur anhydre)	Min. 99,5 %
Acidité ou alcalinité	Max. 0,002 meq/g
Eau (K.F.)	Max. 0,0100 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0,0010 %
Al (Aluminium)	Max. 0,5 ppm
B (Bore)	Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0,02 ppm
Fe (Fer)	Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0,1 ppm
Sn (Etain)	Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0,1 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Sewing
Quality Control - VWR International