Spécifications du produit

Produit	20799.298
Description du produit	Méthyl-3 butanol-1
Grade / qualité	compliant to NFV 04-210 standard for milk analysis
Numéro CAS	123-51-3
Formule moléculaire	C5H12O
Masse moléculaire	88.15

Analyses	Spécifications
Titre (calculé en mélange des isomères)	Min. 98.0 %
Matières grasses	Conforme
Furfuraldéhyde	Conforme
Impuretés organiques	Conforme
Intervalle de distillation	128 --> 132 °C
Densité (20/4)	0.808 --> 0.818
Résidu à l'évaporation	Max. 50 ppm
Méthyl-2 butanol-1	8 --> 10 %
Méthyl-3 butanol-1	90 --> 92 %
Eau	Max. 0.5 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France