Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Vernichtungsbeutel hochtransparent zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel, Beutel aus besonders starker PP-Folie mit breiter Bodennaht, autoklavierbar bis 121°C für 20 min. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden

General Product Information

ratiolab® Waste Dispostal bag high Transparency *for the dispostal of contaminated labware, Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom, autoclavable at 121°C for min. For autoclaving the bag must not be completely closed*

Material / *material: Polypropylen / Polyropylene*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code:* 39269097

CE-Zeichnung / *CE-marking:* Ja/ *Yes* ☐ Nein/ *No* ☒

Sterilisiert / *pre-sterilized:* Ja/ *Yes* ☐ Nein/ *No* ☒

Folienstärke *Film Thickness*	B x L mm *W x L mm*	Toleranz *tolerance*	Volumen *Volume*	Verpackungseinheit *Quantity per Pack*	Bestell-Nr. *Order No.*
50µm	200 x 300	+/- 5%	1,5 l	100	70 01 005*
50µm	300 x 500	+/- 5%	6 l	500	70 01 105
50µm	400 x 780	+/- 5%	22 l	500	70 01 155
50µm	600 x 800	+/- 5%	32 l	500	70 01 205
50µm	700 x 1100	+/- 5%	72 l	350	70 01 305

* in Faltschachtel

Praktische Tischständer in Höhe 25 cm oder 35 cm, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen, für Beutelgröße 200 x 300 mm oder 300 x 500 mm.

Practical bench-top stand *in height 25 cm or 35 cm, plastic-coated, with 3 rubber feet, for bag size 200 x 300 mm or 300 x 500 mm.*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code* 73269098

Artikel *Product*	Verpackungseinheit *Quantity per Pack*	Bestell Nr. *Order No.*
Tischständer für Vernichtungsbeutel 200x300 mm, Höhe 25 cm *Bench-top stand for waste disposal bags 200x300 mm, height 25 cm*	1	70 01 400
Tischständer für Vernichtungsbeutel 300x500 mm, Höhe 35 cm *Bench-top stand for waste disposal bags 300x500 mm, height 35 cm*	1	70 01 430
Set: 1Tischständer Höhe 25 cm, 100 Vernichtungsbeutel 200x300 mm (hochtransparent) *Set: 1 Bench-top stand height 25 cm, 100 waste disposal bags 200x300 mm (high transparency)*	1	70 01 405
Set: 1 Tischständer Höhe 35 cm, 100 Vernichtungsbeutel 300x500 mm (hochtransparent) *Set: 1 Bench-top stand height 35 cm, 100 waste disposal bags 300x500 mm (high transparency)*	1	70 01 420

erstellt:
06.01.2021 H. Bauer
Datum, Unterschrift / *Date, Signature*

geprüft
06.01.2021 E. Tagik
Datum, Unterschrift / *Date, Signature*