Spécifications du produit

Produit	85985.322
Description du produit	Ether monométhylique de dipropylèneglycol (mélange d'isomères)
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	34590-94-8
Formule moléculaire	$C_7H_{16}O_3$
Masse moléculaire	148.20

Analyses	Spécifications
Titre (GC, area%) isomères)	≥ 99.0 %
Identification (IR)	Conforme
Densité (20/4)	0.945 - 0.957
Eau	≤ 0.15 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.