Präzisions-Aräometer und Glasinstrumente

Max-Eyth-Str. 6 * 34369 Hofgeismar
Tel.: 05671/2857 * Fax: 05671/4469
E-Mail: info@geco-gering.de * www.geco-gering.de

DATENBLATT DATA SHEET



similar Photo

Prozent-Aräometer ohne Thermometer ca. 270mm lang,

Messbereich	:	0 - 10
Unterteilung	:	1/10 %
Bezugstemperatur	:	20°C
Oberflächenspannung:		Klasse "H"
Körper ca.	:	125 x 17 mm
Stengel ca.	:	145 x 4,92 mm

Prozent-Hydrometer without thermometer approx. 270mm long,

Measuring range	*:*	*0 - 10*
Subdivision	*:*	*1/10 %*
Reference temperature:		*20 ° C*
Surface tension	*:*	*Class "H"*
Body ca.	*:*	*125 x 17 mm*
Stem ca.	*:*	*145 x 4,92 mm*

Material
- Glas Ilmatherm I 850
- Belastung Eisenschrot
- Jowather 256.00

gefertigt nach Deutscher Norm DIN 12790

Components
- *glass Ilmatherm I 850*
- *blasting with Eisenschrot*
- *Jowather 256.00*

according to German Industrial Norm DIN 12790

"GECO" Gering

Siegmar Behrend

Präzisions-Aräometer und Glasinstrumente *Precision-Hydrometers and glass instruments*
Inh. Simone Behrend e.Kfr. Max-Eyth-Str. 6 34369 Hofgeismar Tel.: 05671/2857 Fax: 05671/4469
E-Mail: info@geco-gering.de http://www.geco-gering.de
Id.-Nr. DE 197 935 349 Steuer –Nr.: 2380530114 Amtsgericht Hofgeismar
Bankverbindung: Kasseler Sparkasse SWIFT: HELADEF1KAS
Acc.-No.: 100060225 IBAN DE36 5205 0353 0100 0602 25
Kasseler Sparkasse Wolfsschlucht 9 34117 Kassel-Germany