Spécifications du produit

Produit	23470.327
Description du produit	Diméthylformamide
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	68-12-2
Formule moléculaire	$HCON(CH_3)_2$
Masse moléculaire	73.09

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.00025 meq/g
Alcalinité	≤ 0.003 meq/g
Point d'ébullition	152 - 155 °C
Densité (20/4)	0.940 - 0.950
Indice de réfraction (20°C)	1.429 - 1.431
Résidu à l'évaporation	≤ 100 ppm
Eau	≤ 0.1 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.