
Schraubverschlusskappe rot
GL18, komlettiert mit Dichtung
Art.-Nr. 29 240 11 16



Index	Aenderung / changes	Datum / date	Name
A	Logotausch DWK	20-JUN-18	Becker

Art.-Nr	Benennung
26 135 22 05	Kulturröhrchen ø16x150 ohne Kappe GL18
26 135 22 54	Kulturröhrchen ø16x150 mit Kappe GL18

zul. Abweichung allowed dev.	Werkstoff / material: DURAN	Stück quantity / Gewicht weight / Pos. position
Oberfläche surface	Benennung / title: Kulturrörchen ø16x150 mit Gewinde GL18	Maßstab scale: 1:1
bearb. drawn: 10.12.2010 Weindorf	Art.-Nr. siehe Tab	
geprüft checked	Form-Nr. mould number: ROHR	A4
DURAN GROUP	Zeichnungsnummer / drawing number: 0827901-GZA-0Rohr	Revision: A / Blatt/sheet: 1 /1
Duran Produktions GmbH & Co.KG Germany www.duran-group.com	Ers. / repl.f: / Ers. / repl.d:	
	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / observe protection mark DIN 34	INV

Diese Zeichnung ist unser Eigentum ! Jede gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig, kann schadenspflichtig machen und strafrechtlich verfolgt werden

This drawing is our property ! Any commercial use, reproduction or transmisson to 3rd parties without our prior permission in writing is prohinited. Persons so doing will be liable for prosecution.