Spécifications du produit

Produit	140095D
Description du produit	n-Hexane
Grade / qualité	SPECTRONORM for spectroscopy
Numéro CAS	110-54-3
Formule moléculaire	$H_3C(CH_2)_4CH_3$
Masse moléculaire	86.18

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre (GC)	≥ 99.0 %
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 2 ppm
Eau	≤ 50 ppm
Absorbance (195 nm)	≤ 1.00
Absorbance (210 nm)	≤ 0.22
Absorbance (217 nm)	≤ 0.10
Absorbance (225 nm)	≤ 0.05
Absorbance (à partir de 245 nm)	≤ 0.01
Transmittance (195 nm)	≥ 10 %
Transmittance (210 nm)	≥ 60 %
Transmittance (217 nm)	≥ 80 %
Transmittance (225 nm)	≥ 90 %
Transmittance (à partir de 245 nm)	≥ 98 %
Fluorescence (en quinine) (254 nm)	≤ 1.0 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm)	≤ 1.0 ppb

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

Information additionnelle

Répond aux exigences de la "spectroscopie à usage spécifique" selon Reag. Ph.Eur.

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.