Technical Data Sheet

Article Number	**44002044**
Description	**Powder Funnels**
Material	Polypropylene
Stem-Ø	26 mm
Length of stem	20 mm
Outside-Ø	120 mm
Height	110 mm
Colour	transparent

Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88

Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany

info@assistent.eu
www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht, Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller