KJS GmbH
Kunststoffverpackungen

Innungstr. 26 - D 50354 Hürth - Tel. 02233 9398589 - Fax. 02233 9663423

Produkt- Datenblatt *Product data sheet*	**Date of issue** **05.08.2014**
Weithalsflasche aus PP *PP bottle wide neck*	**Lastest revision date** **05.08.2014**

Produktbeschreibung: Runde Weithalsflasche aus PP. (Polypropylen) Stabile Gefäße zum Abfüllen, Transport und Aufbewahren von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
Hohe Beständigkeit gegen nicht oxidierenden Säuren und Basen.
Hohe Chemikalienbeständigkeit.
Autoklavierbar bis 121°C.
Skalierung in blauer Farbe.

Dichte bei 20°C: 0,89 - 0,91g/cm³

Code	Volumen	Abmessung in mm			Verschluss	Gewicht	
	ml	Durchmesser	Höhe	Mündung	mm	g	
WMP50	50	39,0	77,0	23,5	V32	7,5	
WMP100	100	47,5	93,0	23,5	V32	12,0	
WMP250	250	64,0	120,0	31,0	V40	22,0	
WMP500	500	76,0	152,0	39,5	V50	44,0	
WMP1000	1000	94,0	204,0	50,0	V65	80,0	