Werkstoff Datenblatt
Material Data Sheet

Mischung aus Naturkautschuk NR rot
Rubber Compound of Natural Rubber red

Elastomerbasis Base of Rubber	Naturkautschuk ‘WF 8’ Natural Rubber ‘WF 8’
Farbe Color	Red red

Mechanisch Physikalische Werte
Mechanial Physical Values

Dichte Density	g/cm³	1,13 ± 0,02	
Härte Hardness	Shore A	40 ±5	DIN 53505
Zugfestigkeit Tensile Strength	N/mm²	>10	DIN 53504
Reissdehnung Tensile Strain at Break	%	>690	DIN 53504
Stoßelastizität Shock Elasticity	%	>55	DIN 53512
Temperaturbeständigkeit Temperature Range	°C	-30 <> +60	

Konformität
Conformity

Reach	Regulation 1907/2006 (EC)	current ECHA candidate list
RoHS	EU Directive 2011/65/EU	Attachment III of 2015/863/EU
ADI Frei ADI free	Frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs Free of Animal Derived Ingredients	
Lebensmittelkontakt Food Contact	BfR Empfehlung: XXI Polyvinylether BfR Recommendation: XXI Polyvinyl Ether	
Frei von Phtalaten Free of Phtalates	Ja Yes	

Die vorgenannten Werte sind nach bestem Wissen erstellt worden und gelten als typische Richtwerte. Sie sind nicht als Vorlage für Spezifikationen verwendbar.

The values given above are correct to the best of our knowledge and are valid as typical standard values. They are provided as a guide only and must not be used for specifications.

Telefon +49 (0)330 220 654 0
Fax +49 (0)330 220 654 99
mail@deutsch-neumann.de
www.deutsch-neumann.de

Commerzbank Berlin AG
(BLZ 100 800 00) Kto. 517 138 600
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE87 1008 0000 0517 1386 00

DB Privat- und Firmenkundenbank AG
(BLZ 100 700 00) Kto. 202 777 900
BIC: DEUTDEDBBER
IBAN: DE19 1007 0024 0202 7779 00

Geschäftsführer
B. Noack, P. Noack, S. Noack
Amtsgericht Neuruppin
HRB 13643 NP

Artikel aus dieser Mischung
Articles made of this Rubber Compound

D&N Article Number	Article Description
101 xxxx	Rubber Stopper NR red, 1 or 2 holes; different sizes
201 xxxx	Rubber Spacer (GuKo), different sizes
21520xx	Hollow Stoppers NR red, different sizes
225 0002	Rubber Policeman
226 0002	Rubber Spatula
235 xxxx	Filter Ring with Flange; different sizes
240 1265	Rubber Washers (filter disk) NR red, 12 x 65 x 5

Die vorgenannten Werte sind nach bestem Wissen erstellt worden und gelten als typische Richtwerte. Sie sind nicht als Vorlage für Spezifikationen verwendbar.

The values given above are correct to the best of our knowledge and are valid as typical standard values. They are provided as a guide only and must not be used for specifications.

Telefon +49 (0)330 220 654 0
Fax +49 (0)330 220 654 99
mail@deutsch-neumann.de
www.deutsch-neumann.de

Commerzbank Berlin AG
(BLZ 100 800 00) Kto. 517 138 600
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE87 1008 0000 0517 1386 00

DB Privat- und Firmenkundenbank AG
(BLZ 100 700 00) Kto. 202 777 900
BIC: DEUTDEDBBER
IBAN: DE19 1007 0024 0202 7779 00

Geschäftsführer
B. Noack, P. Noack, S. Noack
Amtsgericht Neuruppin
HRB 13643 NP