Spécifications du produit

Produit	330884Y
Description du produit	Résazurine en comprimés
Grade / qualité	for milk testing

Analyses	Spécifications
Aspect	Tablettes rouges/pourpres
Forme	Rondes biconvex
Poids moyen de tablette	240 - 260 mg
Diamètre	7.5 - 8.0 mm
Solubilité dans l'eau(2 tablett./100 ml)	≤ 4 min

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.