Spécifications du produit

Produit	153386F
Description du produit	Ethanol absolu (> 99,8%)
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - GRADIENT GRADE
Numéro CAS	64-17-5
Formule moléculaire	H_3CCH_2OH
Masse moléculaire	46.07

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur anhydre)	≥ 99.8 %
Acidité	≤ 0.0001 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0003 meq/g
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Eau	≤ 0.2 %
Absorbance (220 nm)	≤ 0.3
Absorbance (250 nm)	≤ 0.05
Absorbance (280 nm)	≤ 0.01
Transmittance (220 nm)	≥ 50 %
Transmittance (225 nm)	≥ 60 %
Transmittance (240 nm)	≥ 85 %
Transmittance (250 nm)	≥ 90 %
Transmittance (à partir de 260 nm)	≥ 98 %
Transmittance (280 nm)	≥ 98 %
Gradient (254 nm)	≤ 2 mAU

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.