Technical Datasheet

Rubans Beiges à Indicateur Vapeur

Description
Rouleau de ruban adhésif avec indicateurs pour la stérilisation.
Réf : 31001950VE - 31002550VE
Papier crêpé Kraft naturel enduit d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel.
Ne contient pas de plomb / Ne contient pas de latex
Absence TSE/BSE : Ne contient pas de tissus animaux ou de produits dérivés de tissus animaux,
Présence de traits indicateurs pour la stérilisation vapeur
Rouleaux emballés individuellement dans un film de protection plastique

Stérilisation
Vapeur

Application
Fermeture de paquets réalisés avec des enveloppes de stérilisation (papier crêpe, Cleantex...)
Identification des packs ou autres conditionnements de stérilisation.
Si possible, utiliser un dévidoir de ruban pour faciliter la découpe.

Performances
Bonne adhésivité sur supports à base de fibres cellulosiques (tissus, papier crêpe pour enveloppe de stérilisation...)
Bonne résistance au procédé de stérilisation vapeur
Virage des indicateurs du vert au brun

Conditions de stockage
Stocker à l'abri de la lumière, à température ambiante, et à l'abri de l'humidité si possible dans son emballage d'origine.

Péremption
3 ans à compter de la date de fabrication.

Conformité
ISO 11140-1 (indicateur)

Origine
Canada

Conformité CE
NA

Données Techniques

PARAMETRES	*UNITES*	*VALEURS*
EPAISSEUR	mm	0,15
ADHESIVITE	N/25 mm	8.2
RESISTANCE A LA TRACTION	N/25 mm	87
ALLONGEMENT	%	7
RESISTANCE AU SOLVANT A L'EROSION		Bonne
RESISTANCE A LA TEMPERATURE ET A L'HUMIDITE		Excellente
MANOEUVRABILITE		Excellente

SPS Laboratoires

Amcor Flexibles SPS
5 Rue de Montigny – Z.I. – BP 170, 77120 Coulommiers, France
T +33 (0) 164756000 F +33 (0) 164756007 www.amcor.com

amcor