
Technical Drawing Tube Standard Silicone (TSS)

Liveo Q7- 4750

Materialnumber	OD (B)	±	ID (A)	±	Wall (C)	Length
00 45 63 01 01- (60-011-01)	0,64 mm	0,05 mm	0,31 mm	0,05 mm	0,17 mm	15 m
00 45 63 01 02- (60-011-02)	0,94 mm	0,05 mm	0,51 mm	0,05 mm	0,22 mm	15 m
00 45 63 01 03- (60-011-03)	1,19 mm	0,05 mm	0,64 mm	0,05 mm	0,28 mm	15 m
00 45 63 01 04- (60-011-04)	1,65 mm	0,05 mm	0,76 mm	0,05 mm	0,45 mm	15 m
00 45 63 01 05- (60-011-05)	2,16 mm	0,08 mm	1,02 mm	0,08 mm	0,57 mm	15 m
00 45 63 01 06- (60-011-06)	1,96 mm	0,08 mm	1,47 mm	0,08 mm	0,25 mm	15 m
00 45 63 01 07- (60-011-07)	2,41 mm	0,08 mm	1,58 mm	0,08 mm	0,42 mm	15 m
00 45 63 01 08- (60-011-08)	3,18 mm	0,08 mm	1,58 mm	0,08 mm	0,80 mm	15 m
00 45 63 01 09- (60-011-09)	3,18 mm	0,08 mm	1,98 mm	0,08 mm	0,60 mm	15 m
00 45 63 01 10- (60-011-10)	4,88 mm	0,10 mm	2,64 mm	0,10 mm	1,12 mm	15 m
00 45 63 01 11- (60-011-11)	4,65 mm	0,10 mm	3,35 mm	0,10 mm	0,65 mm	15 m
00 45 63 01 21- (60-011-21)	6,35 mm	0,10 mm	3,18 mm	0,10 mm	1,59 mm	15 m
00 45 63 01 22- (60-011-22)	7,95 mm	0,18 mm	4,78 mm	0,18 mm	1,59 mm	15 m
00 45 63 01 23- (60-011-23)	9,53 mm	0,18 mm	4,78 mm	0,18 mm	2,38 mm	15 m
00 45 63 01 24- (60-011-24)	9,53 mm	0,18 mm	6,35 mm	0,18 mm	1,59 mm	15 m
00 45 63 01 25- (60-011-25)	11,13 mm	0,25 mm	6,35 mm	0,18 mm	2,39 mm	15 m
00 45 63 01 26- (60-011-26)	12,70 mm	0,25 mm	6,35 mm	0,18 mm	3,18 mm	15 m
00 45 63 01 27- (60-011-27)	12,70 mm	0,38 mm	7,94 mm	0,25 mm	2,38 mm	15 m
00 45 63 01 28- (60-011-28)	12,70 mm	0,38 mm	9,53 mm	0,25 mm	1,59 mm	15 m
00 45 63 01 29- (60-011-29)	14,30 mm	0,38 mm	9,53 mm	0,25 mm	2,39 mm	15 m
00 45 63 01 30- (60-011-30)	15,88 mm	0,38 mm	9,53 mm	0,25 mm	3,18 mm	15 m
00 45 63 01 31- (60-011-31)	17,48 mm	0,38 mm	12,70 mm	0,25 mm	2,39 mm	15 m
00 45 63 01 32- (60-011-32)	19,05 mm	0,38 mm	12,70 mm	0,25 mm	3,18 mm	15 m
00 45 63 01 33- (60-011-33)	22,23 mm	0,38 mm	15,88 mm	0,25 mm	3,18 mm	15 m
00 45 63 01 34- (60-011-34)	23,83 mm	0,38 mm	15,88 mm	0,25 mm	3,98 mm	15 m



Kaiserslautern 22.09.2021