Spécifications du produit

Produit	26185.322
Description du produit	n-Pentane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	109-66-0
Formule moléculaire	$H_3C(CH_2)_3CH_3$
Masse moléculaire	72.15

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.0 %
Titre (C5 isomères)	≥ 99.7 %
Acidité	≤ 0.004 meq/g
Point d'ébullition	35 - 37 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.625 - 0.632
Hydrocarbures aromatiques (en C_6H_6)	≤ 50 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
S total (en SO_4)	≤ 50 ppm
Eau	≤ 100 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.