avantor™

FR– Mode d'emploi

PBS™

CE IVD

PRODUITS CONCERNÉS

QTY REF

Description	Format d'emballage	Catégorie Numéro
Phosphate Buffered Saline™	20 L (polycube)	3059
Phosphate Buffered Saline™	10 L (polycube)	3059.9010PC

USAGE PRÉVU

On utilise ce produit en vue d'effectuer des examens in vitro à visée diagnostique d'échantillons prélevés sur l'organisme humain. Ce produit permet de préparer des analyses diagnostiques. Il est prévu uniquement pour être utilisé dans un laboratoire par des professionnels de santé. Ce produit est destiné à des patients humains qui ont besoin de ce type d'examen.

COMPOSITION

Ce produit est constitué de chlorure de sodium (< 1 %), d'hydrogénophosphate de sodium (< 0,5 %), de dihydrogénophosphate de sodium (< 0,05 %) et d'un conservateur (< 0,05 %).

PRINCIPE DE BASE

La solution Phosphate buffered saline (abrégée en PBS™) est une solution tampon couramment utilisée en recherche biologique. Il s'agit d'une solution salée contenant du chlorure de sodium, du phosphate de sodium, et, (dans certaines formulations) du chlorure de potassium et du phosphate de potassium. Le tampon contribue à maintenir le pH à une valeur constante. L'osmolalité et la concentration en ions de cette solution est généralement la même que cette de l'organisme humain (isotonique). PBS™ trouve de nombreuses utilisations car elle est isotonique, et non toxique pour les cellules. On peut l'utiliser pour diluer ces substances.

PBS™ est une solution isotonique que l'on utilise pour diluer du sang coagulé ou non. Les cellules à examiner sont les érythrocytes. En raison de sa constitution isotonique, les érythrocytes gardent leur forme d'origine quand ils sont dilués dans la solution PBS™. Dès lors que les érythrocytes sont dilués dans la solution PBS™, on utilise un petit volume de celle-ci pour déterminer le groupe sanguin et effectuer des recoupements.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Ne pas utiliser de réactifs présentant des modifications d'aspect ou de composition chimique visibles (couleur, turbidité) ou si jamais l'emballage est endommagé. Pour connaître les limites de performances, il faut tenir compte de la technique utilisée.


ÉCHANTILLONS

Non applicable.

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Ce réactif est prêt à l'emploi, et on peut le prélever directement de son récipient. Le réactif n'a pas besoin de faire l'objet d'une préparation spécifique.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION



Ne pas utiliser ce réactif au-delà de la date de péremption imprimée sur l'étiquette.

APPLICATION

Procéder en respectant la technique de laboratoire utilisée.

Pour plus d'informations sur les méthodes spéciales, veuillez consulter l'Annexe.

MISE AU REBUT

Éliminer le contenu/récipient dans un endroit dont la mission consiste à traiter et éliminer les déchets, dans le respect des lois et règlementations en vigueur, et des caractéristiques du produit au moment de son élimination.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Cette substance n'a pas été classée parmi la catégorie des produits dangereux selon la réglementation en vigueur.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

J.T.Baker®

1 Avantor Performance Materials Poland S.A, Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice, Poland, + 48 32 2392 000
dok@avantorsciences.com, www.avantorsciences.com

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Titre et description du symbole
	Marquage de conformité CE
	Référence catalogue
	Fragile, à manipuler avec soin
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Consulter la notice d'utilisation
	À utiliser avant

Symbole	Titre et description du symbole
	Dispositif médical pour diagnostic in vitro
	Quantité de produit dans la boîte
	Fabricant
	Identification unique du produit
	Date de fabrication
	Code de lot

Symbole	Titre et description du symbole
	Fabriqué en Pologne
	À conserver au sec
	À protéger des rayons du soleil
	Attention
	Limite de température

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de nos produits. Si l'un de nos produits venait à dysfonctionner, ou si vous n'en étiez pas satisfait, veuillez remplir le formulaire de réclamation situé sur la page Contact de votre site web local **vwr.com** et indiquez la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles en lien avec une utilisation du produit autre qu'aux fins auxquelles il est destiné. Le mode d'emploi ne dispense pas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des informations qui réglementent son activité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires relatives à l'utilisation qu'il fait de ce produit.

JOURNAL DES MODIFICATIONS

Cette notice d'utilisation a été élaborée en juin 2023 et remplace l'ensemble des notices précédentes. Ces informations se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.

VERSION 02

Modifications portant sur la version la plus récente de l'IFU :

- Mise à jour globale de la mise en page
- Corrections mineures et clarifications

CONTACT

Avantor Performance Materials Poland S.A
Sowińskiego 11
44-101 Gliwice, Pologne
+ 48 32 2392 000
dok@avantorsciences.com
www.avantorsciences.com

Tout incident grave qui serait survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État-Membre où l'utilisateur et/ou le patient réside. Veuillez contacter le département du service clientèle d'Avantor.