Spécifications du produit

Produit	20833.297
Description du produit	Méthyl-2 propanol-1
Grade / qualité	Analytical reagent Reag. Ph.Eur.
Numéro CAS	78-83-1
Formule moléculaire	$(CH_3)_2CHCH_2OH$
Masse moléculaire	74.12

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Acidité	≤ 0.0006 meq/g
Point d'ébullition	107 - 109 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.799 - 0.803
Densité (20/20)	0.800 - 0.804
Indice de réfraction (15°C)	1.397 - 1.399
Indice de réfraction (20°C)	1.395 - 1.396
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Eau	≤ 0.5 %
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.