Spécifications du produit

Produit	22720.462
Description du produit	Chloroforme
Grade / qualité	TECHNICAL stabilized with about 0,6% of ethanol
Numéro CAS	67-66-3
Masse moléculaire	119.38

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 98 %
Densité (20/4)	1.473 - 1.489
Ethanol	0.1 - 1.0 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.