Spécifications du produit

Produit	23365.461
Description du produit	Dichlorométhane
Grade / qualité	Ph.Eur. stabilized with about 0,2 % of ethanol
Numéro CAS	75-09-2
Formule moléculaire	CH_2Cl_2
Masse moléculaire	84.93

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Identification B	Conforme
Identification C	Conforme
Acidité	Conforme
Densité relative	1.320 - 1.332
Indice de réfraction (20°C)	1.423 - 1.425
Ethanol (V/V)	≤ 2.0 %
Méthyl-2 butène-2 (V/V)	≤ 300 ppm
Total des autres impuretés (V/V)	≤ 0.1 %
Impureté A (V/V)	≤ 10 ppm
Impureté B (V/V)	≤ 50 ppm
Chlore libre	Conforme
Métaux lourds (en Pb)	≤ 1 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Eau	≤ 0.02 %
Autres solvants résiduels	Conforme
As (Arsenic)	≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0,1 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0,1 ppm
Hg (Mercure)	≤ 0,1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0,1 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0,1 ppm
V (Vanadium)	≤ 0,1 ppm
Conforme à Ph.Eur.	Conforme

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

Information additionnelle

Non utilisable comme Principe Actif Pharmaceutique (API)