Spécifications du produit

Produit	23539.291
Description du produit	Dioxanne-1,4
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0100 % of water
Numéro CAS	123-91-1
Formule moléculaire	C4H8O2
Masse moléculaire	88,11

Analyses	Spécifications
Titre	Min. 99,5 %
Acidité ou alcalinité	Max. 0,001 meq/g
Coloration	Max. 10 APHA
Peroxydes (en H2O2)	Max. 0,0100 %
Eau	Max. 0,0100 %
Acétyls et dérivés carbonylés	Max. 40 ppm
Résidu à l'évaporation	Max. 50 ppm
Fe (Fer)	Max. 1 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International