Spécifications du produit

Produit	22709.292
Description du produit	Chloroforme
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0050 % of water
Numéro CAS	67-66-3
Formule moléculaire	CHCl3
Masse moléculaire	119,38

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur anhydre)	Min. 99,5 %
Indice de couleur	Max. 10 APHA
Acidité	Max. 0,0005 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0,0005 %
Eau (K.F.)	Max. 0,0050 %
Dichlorométhane	Max. 0,0100 %
Carbone tétrachlorure	Max. 0,0100 %
Trichloréthène	Max. 0,0100 %
1,1,2,2-Tétrachloréthane	Max. 0,0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique	Max. 60 APHA
Substances décolorées par H2SO4	Max. 35 APHA
Chlore libre	Max. 0,00003 %
Cl (Chlorure)	Max. 0,5 ppm
Al (Aluminium)	Max. 0,5 ppm
B (Bore)	Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0,01 ppm
Fe (Fer)	Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0,01 ppm
Sn (Etain)	Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0,05 ppm

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International