# MoliCare® Premium Bed Mat 7 gouttes

## Alèse de protection

| Référence | Taille | Code EAN carton | Code EAN demi-palette | Code EAN palette |
|---|---|---|---|---|
| 161081 | 40 x 60 cm | 4052199505473 | 4052199538907 | 4052199505480 |
| 161082 | 40 x 60 cm - Display | N.A. | N.A. | 4052199518558 |
| 161083 | 60 x 60 cm | 4052199505411 | 4052199538914 | 4052199505428 |
| 161069 | 60 x 60 cm | 4052199505206 | / | 4052199505213 |
| 161084 | 60 x 60 cm - Display | N.A. | N.A. | 4052199518541 |
| 161071 | 60 x 90 cm | 4052199505237 | / | 4052199505244 |
| 161085 | 60 x 90 cm | 4052199505381 | 4052199538921 | 4052199505398 |




## Produit

Alèse de protection constituée d'un coussin absorbant en cellulose, recouvert d'un voile de surface en nontissé hydrophile et d'un film externe en polyéthylène vert imperméable.

Testé sous contrôle dermatologique.

## Indications / Classification

Pour les soins d'incontinence quel que soit le degré d'incontinence de la personne, utilisées par les aidants ou les professionnels de santé.

MoliCare® Premium Bed Mat 7 gouttes est un dispositif médical de classe I.

## Spécifications



*Composition* :
- Un nontissé externe, hydrophile, recouvrant la totalité de la surface
- Un voile de cellulose diffuseur pour les références 161083, 161084 et 161085
- Un coussin absorbant constitué de cellulose
- Un film externe en polyéthylène de couleur verte imperméable
- L'ensemble est collé par de la colle type Hotmelt

*Caractéristiques* :

| Référence | Longueur totale | Largeur totale | Poids total de l'alèse |
|---|---|---|---|
| 161081 | 40 cm env. | 60 cm env. | 26,3 g +/- 10% |
| 161082 | 40 cm env. | 60 cm env. | 26,3 g +/-10% |
| 161083 | 60 cm env. | 60 cm env. | 47,5 g +/-10% |
| 161069 | 60 cm env. | 60 cm env. | 39,9 g +/-10% |
| 161084 | 60 cm env. | 60 cm env. | 47,5 g +/-10% |
| 161071 | 60 cm env. | 90 cm env. | 61,6 g +/-10% |
| 161085 | 60 cm env. | 90 cm env. | 81,0 g +/-10% |

*Performances* :

| Référence | Absorption ISO 11948-1* |
|---|---|
| 161081 | 613 ml |
| 161082 | 613 ml |
| 161083 | 805 ml |
| 161069 | 979 ml |
| 161084 | 805 ml |
| 161071 | 1241 ml |
| 161085 | 1311 ml |

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France ou Allemagne.

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France
Tel : 03 88 82 43 43 – Fax : 03 88 82 43 99
contact@hartmann.fr - http://www.hartmann.fr

## Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

| Référence | Taille | Nb unités / sachet | Nb sachets / carton | Nb cartons / palette |
|---|---|---|---|---|
| 161081 | 40 x 60 cm | 30 | 6 | 36 |
| 161082 | 40 x 60 cm - Display | 30 | N.A. | 216 sachets/display |
| 161083 | 60 x 60 cm | 60 | 3 | 24 |
| 161069 | 60 x 60 cm | 30 | 4 | 36 |
| 161084 | 60 x 60 cm - Display | 60 | N.A. | 64 Sachets/display |
| 161071 | 60 x 90 cm | 30 | 4 | 28 |
| 161085 | 60 x 90 cm | 30 | 4 | 28 |

| Référence | Taille | Dimensions sachet | Dimensions carton | Dimensions palette |
|---|---|---|---|---|
| 161081 | 40 x 60 cm | 180 x 130 x 290 mm | 590 x 398 x 196 mm | 1200 x 800 x1914 mm |
| 161082 | 40 x 60 cm - Display | 180 x 130 x 290 mm | N.A. | 1200 x 800 x 1806 mm |
| 161083 | 60 x 60 cm | 280 x 190 x 370 mm | 595 x 395 x 300 mm | 1200 x 800 x 1950 mm |
| 161069 | 60 x 60 cm | 190 x 184 x 290 mm | 595 x 395 x 200 mm | 1200 x 800 x 1950 mm |
| 161084 | 60 x 60 cm - Display | 280 x 190 x 370 mm | N.A. | 1200 x 800 x 1632 mm |
| 161071 | 60 x 90 cm | 240 x 190 x 290 mm | 595 x 395 x 256 mm | 1200 x 800 x 1942 mm |
| 161085 | 60 x 90 cm | 240 x 190 x 290 mm | 595 x 395 x 256 mm | 1200 x 800 x 1942 mm |