Spécifications du produit

Produit	26218.326
Description du produit	Tétrachloroéthylène
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	127-18-4
Formule moléculaire	C_2Cl_4
Masse moléculaire	165.83

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Spectre IR	Conforme
Point d'ébullition	120 - 122 °C
Densité (20/4)	1.620 - 1.630
Acidité libre	≤ 0.0003 meq/g
Indice de réfraction (20°C)	1.504 - 1.506
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Chlore libre	≤ 2 ppm
Eau	≤ 50 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.