Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Sorte Grade	:	**520b**
Gewicht Weight	:	**155 g/m²**
Dicke Thickness	:	**0,65 mm**
Naßfestigkeit Wet strength	:	**> 1300 mm Wassersäule** mm Water column
Gurley Test Gurley test	:	**3,7 s**
Herzberg Test Herzberg test	:	**30 s***

*** Gemessen mit 50mm Wassersäule.**
Measured with 50mm water column.

Die angegebenen Werte verstehen sich als typische Mittelwerte.
All indicated data to be understood as typical average values.

Die Prüfbedingungen und Definitionen sind dem Hauptkatalog zu entnehmen.
For definitions and testing conditions please refer to the catalog.

Global Life Sciences Solutions Germany GmbH
Hahnestr. 3
37586 Dassel
T +49 5564 204 100
Amtsgericht: Göttingen, HRB 205773
USt.-IdNr. DE 325944556

Geschäftsführung:
Jonathan Battrick, Dr. Pierre Girard, Jens Warnecke

Deutsche Bank Berlin II
IBAN: DE23 1007 0100 0299 7807 00
BIC: DEUTDEBB101