Spécifications du produit

Produit	190064V
Description du produit	Ammoniaque 10%
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	1336-21-6
Formule moléculaire	NH_4OH
Masse moléculaire	35.05

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 10.0 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Cl (Chlorure)	≤ 0.5 ppm
PO_4 (Phosphate)	≤ 0.1 ppm
S (Sulfure)	≤ 0.1 ppm
SO_4 (Sulfate)	≤ 0.1 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.5 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.1 ppm
Na (Sodium)	≤ 1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.05 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.2 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.