



Diese Zeichnung ist unser Eigentum !
Jede gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig, kann schadensersatzpflichtig machen und strafrechtlich verfolgt werden.

This drawing is our property ! Any commercial use, reproduction or transmission to 3rd parties without our prior permission in writing is prohibited. Persons so doing will be liable for prosecution.









Satzbezeichnung und Formenkennzeichnung innerhalb Ø16
Schrifthöhe 6mm, ≈0.3mm erhaben

Schraubkappe PP
Art.-Nr. 11 127 16, 113 97 83
Zeichnungs Nr. 0743101-GZA-GLS80-.

Ausgießring PP
Art.-Nr. 116 01 66, 116 03 13
Zeichnungs Nr. 0761401-GZA-GLS80-.

Gewinde
Anlehnung an DIN 168-GL
Zeichnungs Nr. 0733800-GZA-GLS80

Farbe: weiß 19980 TH
0331401-SZ1-B

≈22

Art.-Nr.	Benennung
11 784 29	Laborflasche Weithals 500ml ohne Schraubkappe und Ausgießring, braungefärbt
11 783 92	Laborflasche Weithals 500ml ohne Schraubkappe und Ausgießring
11 601 46	Laborflasche Weithals 500ml komplett mit Schraubkappe, braungefärbt
11 126 27	Laborflasche Weithals 500ml komplett mit Schraubkappe

Index	Änderungen/changes	Datum/date	Name
##			
C	Siebdruck geändert	24-AUG-10	TSh
B	Art.-Nr. Braune Flasche hinzu; Schraubk. und Dichtring hinzu	27-MAR-07	Be
A	Neues Logo	01-DEZ-2005	Wdf

zul. Abweichung allowed diff.

Oberfläche surface

	Datum/date	Name
bearb. drawn	08-MÄR-2005	WEINDORF
geprüft Checked	*	*

Werkstoff / material: DURAN
Stück number: *
Gewicht weight: *
Pos. position: *

Benennung / title: Laborflasche Weithals 500ml mit GLS80 Gewinde, mit Druck -siehe Tabelle-

Maßstab scale: 1 : 1 *

DURAN GROUP
Duran Produktions GmbH & Co. KG
Germany
www.duran-group.com

Form-Nr. mould number: 6275/500
Zeichnungsnummer / drawing number: 0739601-GZA-06275-C
A 3
Ers. /repl. f.: 0739601-GZA-06275-B
Ers. /repl. d.: *

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / observe protection mark DIN 34