# Technisches Datenblatt
## Technical Data Sheet

| | | |
|---|---|---|
| **Sorte**<br>Grade | : | **Anotop 25 0.02µm** |
| **Gehäuse - Material**<br>Housing material | : | **Polypropylen**<br>Polypropylene |
| **Material**<br>Material | : | **Anopore Aluminiumoxyd**<br>Anopore aluminium oxide |
| **Nominelle Porengröße**<br>Nominal pore size | : | **0,2 µm** |
| **Wasserdurchfluß**<br>Water Flow rate | : | **> 4.45 g / min /10 psi** |
| **Berstdruck mit Wasser**<br>Burst pressure with H2O | : | **≥ 7.0 bar** |

**Die angegebenen Werte verstehen sich als typische Mittelwerte.**
All indicated data to be understood as typical average values.



Global Life Sciences Solutions Germany GmbH
Hahnestr. 3
37586 Dassel
T +49 5564 204 100
Amtsgericht: Göttingen, HRB 205773
USt.-IdNr. DE 325944556

Geschäftsführung:
Jonathan Battrick, Dr. Pierre Girard, Jens Warnecke

Deutsche Bank Berlin II
IBAN: DE23 1007 0100 0299 7807 00
BIC: DEUTDEBB101