Spécifications du produit

Produit	23488.294
Description du produit	Diméthylsulfoxyde
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0100 % of water
Numéro CAS	67-68-5
Formule moléculaire	C2H6OS
Masse moléculaire	78,13

Analyses	Spécifications
Titre (calculé sur anhydre)	Min. 99,5 %
Fe (Fer)	Max. 0,0001 %
Métaux lourds (en Pb)	Max. 0,0001 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0,0010 %
Eau	Max. 0,0100 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Sewing
Quality Control - VWR International