# Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Produit | 20858.464 |
| Description du produit | Propanol-1 |
| Grade / qualité | GPR RECTAPUR |
| Numéro CAS | 71-23-8 |
| Formule moléculaire | $H_3CCH_2CH_2OH$ |
| Masse moléculaire | 60.10 |

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| Titre | ≥ 99 % |
| Spectre IR | Conforme |
| Acidité | ≤ 0.002 meq/g |
| Point d'ébullition | 96.3 - 97.5 °C |
| Densité (20/4) | 0.801 - 0.804 |
| Substances colorées par $H_2SO_4$ | ≤ 150 APHA |
| Résidu à l'évaporation | ≤ 100 ppm |
| Méthanol | ≤ 0.2 % |
| Eau | ≤ 0.2 % |

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.