Spécifications du produit

Produit	230395N
Description du produit	Sodium hypochlorite env. 1 N en sodium hydroxyde 0,1 N
Grade / qualité	low in bromine

Analyses	Spécifications
Titre (NaOCl) (au conditionnement)	0,9 --> 1,1 Mol/l
Titre (NaOH)	0,09 --> 0,11 Mol/l
Brome	Max. 20 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Sewing
Quality Control - VWR International